


U 644-S

Cesto

con supporti obliqui per lavaggio e asciugatura migliori di 16 bicchieri.



- 16 Scomparti, dimensioni scomparti 113 mm x 113 mm mm
- Con bordo rialzato alto
- Altezza 104/206/266, largh. 500 (incl. lato GN 530), prof. 500 mm
- Incluso set estensori composto da estensore corto e lungo

Codice EAN: 4002516854616 / Numero di materiale: 12663090 /


Vecchio numero di materiale: 67664402D

| Classe appartenenza prodotto               |   |
|--------------------------------------------|---|
| Lavastoviglie ad acqua pulita              | • |
| Lavastoviglie a liscivia unica             | • |
| Lavastoviglie a liscivia unica a passaggio | • |
| Classe appartenenza degli apparecchi       |   |
| G 8066                                     | • |
| PG 8067                                    | • |
| PG 8041                                    | • |
| PG 8043                                    | • |
| PG 8045                                    | • |
| PG 8055                                    | • |
| PG 8055 U                                  | • |
| PG 8056                                    | • |
| PG 8056 U                                  | • |
| PG 8057 TD                                 | • |
| PG 8057 TD U                               | • |
| PG 8058                                    | • |
| PG 8058 U                                  | • |
| PG 8059                                    | • |
| PG 8059 U                                  | • |
| PG 8060                                    | • |
| PG 8061                                    | • |
| PG 8061 U                                  | • |
| PG 8165                                    | • |
| PG 8166                                    | • |
| PG 8169                                    | • |
| PG 8172                                    | • |
| PG 8172 Eco                                | • |
| PTD 901                                    | • |
| PG 8096                                    | • |
| PG 8096 U                                  | • |
| PG 8099                                    | • |
| PG 8099 U                                  | • |
| PFD 400                                    | • |
| PFD 400 U                                  | • |
| PFD 401                                    | • |
| PFD 401 U                                  | • |
| PFD 402                                    | • |
| PFD 402 U                                  | • |
| PFD 404                                    | • |
| PFD 404 U                                  | • |
| PFD 405                                    | • |
| PFD 405 U                                  | • |
| PFD 407                                    | • |
| PFD 407 U                                  | • |
| PFD 408 U                                  | • |
| PTD 702                                    | • |
| PTD 703                                    | • |

U 644-S

Cesto

con supporti obliqui per lavaggio e asciugatura migliori di 16 bicchieri.



Codice EAN: 4002516854616 / Numero di materiale: 12663090 /

Vecchio numero di materiale: 67664402D

PTD 704

## Categoria di prodotto

Cesto per bicchieri

## Caratteristiche del prodotto

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Materiale                 | Plastica    |
| Colore                    | Blu, Giallo |
| Numero di scomparti       | 16          |
| Larghezza scomparti in mm | 113         |
| Lunghezza scomparti in mm | 113         |

## Capacità

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Bicchieri fino a 140–175 mm di altezza [numero] | 16 |
| Bicchieri fino a 200–230 mm di altezza [numero] | 16 |

## Dimensioni e peso

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Misura esterna, altezza lorda in mm    | 220  |
| Misura esterna, larghezza lorda in mm  | 550  |
| Misura esterna, profondità lorda in mm | 550  |
| Peso netto in kg                       | 2,84 |
| Peso lordo in kg                       | 3,90 |