


A 862

Griglia di supporto

per modulo iniettore A 302/2 e A 302/3.



- Suddivisione: 4 x 8 campi
- Per modulo a iniezione A 302/2 e A302/3
- Per l'alloggiamento ottimale di vetreria di laboratorio
- Rivestito in Rilsan

Codice EAN: 4002516854203 / Numero di materiale: 12665480 /

Vecchio numero di materiale: 69686201D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Categoria di prodotto	
Altro inserto/Altro modulo	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox, Plastica, Filo met. rivestito in Rilsan
Colore	Acciaio inox, Nero
Numero di scomparti	32
Larghezza scomparti in mm	56
Lunghezza scomparti in mm	52
Componente del sistema EasyLoad	•
Campo di applicazione	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	30
Misura esterna, larghezza netta in mm	250
Misura esterna, profondità netta in mm	350
Misura esterna, altezza lorda in mm	100
Misura esterna, larghezza lorda in mm	255
Misura esterna, profondità lorda in mm	465
Peso netto in kg	0,55
Peso lordo in kg	0,80