

A 151

Cesto inferiore

per il posizionamento di cesti DIN tradizionali e vari inserti.



- Altezze di carico a seconda del cesto superiore
- Larghezza di carico 490 mm, profondità 498 mm

Codice EAN: 4002516853992 / Numero di materiale: 12666340 /

Vecchio numero di materiale: 69615101D

<b>Classe appartenenza prodotto</b>	
Lavastoviglie ad acqua pulita	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Termodisinfezzatori	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, vigili del fuoco e servizi di soccorso	•
<b>Classe appartenenza degli apparecchi</b>	
PG 8058	•
PG 8063	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Categoria di prodotto</b>	
Lafette/supporto per cesti	•
Cesto inferiore	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Acciaio inox, Nero
<b>Campo di applicazione</b>	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Trattamento di strumenti ginecologici	•
Trattamento di strumenti otorinolaringoiatrici	•
Trattamento di strumenti odontoiatrici	•
Trattamento di zoccoli da sala operatoria	•
Trattamento di bacinelle	•
Trattamento di bacinelle reniformi	•
Trattamento di biberon	•
Trattamento di strumenti da sala operatoria	•

A 151

Cesto inferiore

per il posizionamento di cesti DIN tradizionali e vari inserti.



Codice EAN: 4002516853992 / Numero di materiale: 12666340 /

Vecchio numero di materiale: 69615101D

Trattamento di cestini	•
Trattamento di utensili vari	•
Trattamento di regolatori d'aria	•
Trattamento delle maschere respiratorie	•
Trattamento di telai di supporto per respiratori ad aria compressa	•

#### Capacità

Cestini DIN [numero]	2
Cestini SPRI [numero]	1

#### Dimensioni e peso

Misura esterna, altezza netta in mm	88
Misura esterna, larghezza netta in mm	529
Misura esterna, profondità netta in mm	522
Misura esterna, altezza lorda in mm	120
Misura esterna, larghezza lorda in mm	545
Misura esterna, profondità lorda in mm	535
Peso netto in kg	1,84
Peso lordo in kg	2,40