


A 200

Carrello

per disporre in modo ottimale 38 pipette.



- Per disporre 10 pipette da 100 ml nella 1. fila, distanza 20 mm
- Per disporre 14 pipette da 25 ml nella 2. fila, distanza 26 mm
- Per disporre 14 pipette da 10 ml nella 3° fila, distanza 26 mm

Codice EAN: 4002516854012 / Numero di materiale: 12667060 /

Vecchio numero di materiale: 69620001D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
Categoria di prodotto	
Carrello per pipette	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Acciaio inox, Nero
Campo di applicazione	
Trattamento di pipette/fiale	•
Capacità	
Pipette [numero]	38
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	397
Misura esterna, larghezza netta in mm	529
Misura esterna, profondità netta in mm	546
Misura esterna, altezza lorda in mm	520
Misura esterna, larghezza lorda in mm	560
Misura esterna, profondità lorda in mm	550
Peso netto in kg	4,95
Peso lordo in kg	6,38