

A 202

Carrello

per disporre in modo ottimale 4 cesti DIN.



- Adatto per 4 cestini DIN su 2 livelli
- Telaio di supp.: estraibile per il trattam. di oggetti più alti
- 6 possibilità di collegam. suppl. grazie al collegam. Luer-Lock.
- Con braccio irroratore integrato
- Le dimensioni di carico dei vari livelli sono diverse

Codice EAN: 4002516854043 / Numero di materiale: 12667130 /

Vecchio numero di materiale: 69620201D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Categoria di prodotto	
Carrello per inserti	•
Carrello per cestini	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Acciaio inox, Nero
Campo di applicazione	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Trattamento di strumenti da sala operatoria	•
Capacità	
Cestini DIN [numero]	4
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	223
Misura esterna, larghezza netta in mm	529
Misura esterna, profondità netta in mm	542
Misura esterna, altezza lorda in mm	270
Misura esterna, larghezza lorda in mm	570
Misura esterna, profondità lorda in mm	550
Peso netto in kg	6,04
Peso lordo in kg	6,76