


E 103/1

Inserto

per il supporto ottimale di provette fino a 12 x 75 mm.



- Adatto per ca. 200 provette (max 12 x 75 mm)
- Suddiviso in 6 flaconi
- Larghezza maglia 8 x 8 mm
- Compreso coperchio A 13

Codice EAN: 4002516854104 / Numero di materiale: 12667340 /
Vecchio numero di materiale: 69510303D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Categoria di prodotto	
Inserto/modulo per provette	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di provette	•
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Capacità	
Provette [numero]	200
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	122
Misura esterna, larghezza netta in mm	200
Misura esterna, profondità netta in mm	220
Misura esterna, altezza lorda in mm	140
Misura esterna, larghezza lorda in mm	245
Misura esterna, profondità lorda in mm	250
Peso netto in kg	0,56
Peso lordo in kg	0,73
Confezione	
Coperchi A 13 [numero]	1