


E 104/1

Inserto

per il supporto ottimale di provette fino a 12 x 105 mm.



- adatto per ca. 200 provette (max 12 x 105 mm)
- Capacità compreso coperchio A 13
- Larghezza maglia 8 x 8 mm

Codice EAN: 4002516854111 / Numero di materiale: 12667370 /

Vecchio numero di materiale: 69510403D

Classe appartenenza prodotto

Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio

•

Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio

•

Classe appartenenza degli apparecchi

G 7825

•

PG 8527

•

PG 8535

•

PG 8536

•

PLW 8636 [LAB/LAB MON]

•

PG 8504

•

PG 8583

•

PG 8583 CD

•

PG 8593

•

PLW 8615

•

PLW 8616

•

PLW 8617

•

PLW 8683

•

PLW 8683 CD

•

PLW 8693

•

PLW 6011

•

PLW 6111

•

PLW 7111

•

PLW 8505

•

Categoria di prodotto

Inserto/modulo per provette

•

Caratteristiche del prodotto

Materiale

Acciaio inox

Colore

Acciaio inox

Campo di applicazione

Trattamento di provette

•

Trattamento di vetreria da laboratorio

•

Capacità

Provette [numero]

200

Dimensioni e peso

Misura esterna, altezza netta in mm

152

Misura esterna, larghezza netta in mm

200

Misura esterna, profondità netta in mm

230

Misura esterna, altezza lorda in mm

165

Misura esterna, larghezza lorda in mm

240

Misura esterna, profondità lorda in mm

250

Peso netto in kg

0,61

Peso lordo in kg

0,83

Confezione

Coperchi A 13 [numero]

1