

E 139/1

Inserto

per il supporto ottimale di provette fino a 12 x 200 mm.



- Per provette da 12 x 200 mm
- Suddiviso in 6 flaconi
- Larghezza maglie 9 x 9 mm
- Utilizzabile nel cesto inferiore
- Compreso coperchio A 13

Codice EAN: 4002516854036 / Numero di materiale: 12667390 /  
Vecchio numero di materiale: 69513903D

|   |              |
|---|--------------|
| <b>Classe appartenenza prodotto</b>   |              |
| Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio                      | •            |
| Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio | •            |
| <b>Classe appartenenza degli apparecchi</b>   |              |
| G 7825  | •            |
| PG 8527   | •            |
| PG 8535   | •            |
| PG 8536   | •            |
| PLW 8636 [LAB/LAB MON]  | •            |
| PG 8504   | •            |
| PG 8583   | •            |
| PG 8583 CD  | •            |
| PG 8593   | •            |
| PLW 8615  | •            |
| PLW 8616  | •            |
| PLW 8617  | •            |
| PLW 8683  | •            |
| PLW 8683 CD   | •            |
| PLW 8693  | •            |
| PLW 6011  | •            |
| PLW 6111  | •            |
| PLW 7111  | •            |
| PLW 8505  | •            |
| <b>Categoria di prodotto</b>  |              |
| Inserto/modulo per provette   | •            |
| <b>Caratteristiche del prodotto</b>   |              |
| Materiale   | Acciaio inox |
| Colore  | Acciaio inox |
| <b>Campo di applicazione</b>  |              |
| Trattamento di provette   | •            |
| Trattamento di vetreria da laboratorio  | •            |
| <b>Capacità</b>   |              |
| Provette [numero]   | 200          |
| <b>Dimensioni e peso</b>  |              |
| Misura esterna, altezza netta in mm   | 243          |
| Misura esterna, larghezza netta in mm   | 200          |
| Misura esterna, profondità netta in mm  | 230          |
| Misura esterna, altezza lorda in mm   | 245          |
| Misura esterna, larghezza lorda in mm   | 245          |
| Misura esterna, profondità lorda in mm  | 265          |
| Peso netto in kg  | 1,00         |
| Peso lordo in kg  | 1,21         |
| <b>Confezione</b>   |              |
| Coperchi A 13 [numero]  | 1            |