

A 300/2

Modulo a iniezione

per l'alloggiamento ottimale di vetreria da laboratorio – dotabile di 8 ugelli.



- Per vetreria labor. come matracci di Erlenmeyer, palloni, ecc.
- Modulo senza ugelli iniettori – dotazione personalizzabile
- Per max. 8 ugelli iniettori
- Componente del sistema EasyLoad
- Distanza ugelli 118 mm in larghezza, 118 mm in profondità
- Particolarmente indicato per A 840 e A 841 (diametro ugello 6 mm)

Codice EAN: 4002516853954 / Numero di materiale: 12668780 /

Vecchio numero di materiale: 69630004D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Categoria di prodotto	
Inserito/modulo per vetreria a collo stretto	•
Inserito per bottiglie varie	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox, Nero
Componente del sistema EasyLoad	•
Campo di applicazione	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Capacità	
Vetreria a collo stretto [numero]	8
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	72
Misura esterna, larghezza netta in mm	133
Misura esterna, profondità netta in mm	479
Misura esterna, altezza lorda in mm	200
Misura esterna, larghezza lorda in mm	525
Misura esterna, profondità lorda in mm	540
Peso netto in kg	1,25
Peso lordo in kg	1,64