

A 301/4

Modulo a iniezione

per l'alloggiamento ottimale di vetreria da laboratorio, dotabile di 18 ugelli.



- Per vetreria labor. come matracci di Erlenmeyer, palloni, ecc.
- Modulo senza ugelli iniettori – dotazione personalizzabile
- Per max. 18 ugelli iniettori
- Componente del sistema EasyLoad
- Distanza ugelli 157 mm in larghezza, 78 mm in profondità
- Particolarmente indicato per A 842 e A 843 (diametro ugello 4 mm)

Codice EAN: 4002516854739 / Numero di materiale: 12668790 /

Vecchio numero di materiale: 69630106D

<b>Classe appartenenza prodotto</b>	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
<b>Classe appartenenza degli apparecchi</b>	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
<b>Categoria di prodotto</b>	
Inserito/modulo per vetreria a collo stretto	•
Inserito per bottiglie varie	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Acciaio inox, Nero
Componente del sistema EasyLoad	•
<b>Campo di applicazione</b>	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
<b>Capacità</b>	
Vetreria a collo stretto [numero]	18
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	72
Misura esterna, larghezza netta in mm	173
Misura esterna, profondità netta in mm	479
Misura esterna, altezza lorda in mm	100
Misura esterna, larghezza lorda in mm	205
Misura esterna, profondità lorda in mm	487
Peso netto in kg	0,89
Peso lordo in kg	1,89