


A 302/2

Modulo a iniezione

per l'alloggiamento ottimale di vetreria da laboratorio, dotabile di 32 ugelli.



- Per vetreria labor. come matracci di Erlenmeyer, palloni, ecc.
- Modulo senza ugelli iniettori – dotazione personalizzabile
- Per max. 32 ugelli iniettori
- Componente del sistema EasyLoad
- Distanza ugelli 60 mm in larghezza, 57 mm in profondità
- Particolarmente indicato per A 844 e A 845 (diametro ugello 2,5 mm)

Codice EAN: 4002516854098 / Numero di materiale: 12669210 /

Vecchio numero di materiale: 69630204D

Classe appartenenza prodotto

Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio

•

Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio

•

Classe appartenenza degli apparecchi

PLW 8636 [LAB/LAB MON]

•

PG 8504

•

PG 8583

•

PG 8583 CD

•

PG 8593

•

PLW 8604

•

PLW 8683

•

PLW 8683 CD

•

PLW 8693

•

PLW 7111

•

Categoria di prodotto

Inserto/modulo per vetreria a collo stretto

•

Inserto per bottiglie varie

•

Caratteristiche del prodotto

Materiale

Acciaio inox, Plastica

Colore

Acciaio inox, Nero

Componente del sistema EasyLoad

•

Campo di applicazione

Trattamento di vetreria da laboratorio

•

Capacità

Vetreria a collo stretto [numero]

32

Dimensioni e peso

Misura esterna, altezza netta in mm

72

Misura esterna, larghezza netta in mm

195

Misura esterna, profondità netta in mm

479

Misura esterna, altezza lorda in mm

90

Misura esterna, larghezza lorda in mm

205

Misura esterna, profondità lorda in mm

500

Peso netto in kg

1,11

Peso lordo in kg

1,96