

A 304
Modulo
per disporre in modo ottimale max. 98 provette.



- Adatto per ad es. 98 provette da centrifuga e per reagenti, fiale
- Le altezze di carico si differenziano in base alla posizione
- Un pezzo alla volta utilizzabile nei cesti A 100, A 150 e APLW 106

Codice EAN: 4002516854982 / Numero di materiale: 12669230 /
Vecchio numero di materiale: 69630401D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Categoria di prodotto	
Inserto/modulo per provette	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Acciaio inox, Nero
Campo di applicazione	
Trattamento di pipette/fiale	•
Trattamento di provette	•
Capacità	
Fiale [numero]	98
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	130
Misura esterna, larghezza netta in mm	222
Misura esterna, profondità netta in mm	471
Misura esterna, altezza lorda in mm	150
Misura esterna, larghezza lorda in mm	230
Misura esterna, profondità lorda in mm	490
Peso netto in kg	2,30
Peso lordo in kg	3,15