

E 494
Inserto
per il supporto lento di 5 piastre microtitolo.



Codice EAN: 4002516853947 / Numero di materiale: 12669920 /
Vecchio numero di materiale: 69549402D

Classe appartenenza prodotto

Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio

•

Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio

•

Classe appartenenza degli apparecchi

G 7825

•

PG 8527

•

PG 8535

•

PG 8536

•

PLW 8636 [LAB/LAB MON]

•

PG 8504

•

PG 8583

•

PG 8583 CD

•

PG 8593

•

PLW 8615

•

PLW 8616

•

PLW 8617

•

PLW 8683

•

PLW 8683 CD

•

PLW 8693

•

PLW 6011

•

PLW 6111

•

PLW 7111

•

PLW 8505

•

Categoria di prodotto

Altro inserto

•

Caratteristiche del prodotto

Materiale

Acciaio inox

Colore

Acciaio inox

Campo di applicazione

Trattamento di vetreria da laboratorio

•

Trattamento di utensili vari

•

Capacità

Piastre microtitolo [numero]

5

Dimensioni e peso

Misura esterna, altezza netta in mm

35

Misura esterna, larghezza netta in mm

205

Misura esterna, profondità netta in mm

440

Misura esterna, altezza lorda in mm

90

Misura esterna, larghezza lorda in mm

230

Misura esterna, profondità lorda in mm

465

Peso netto in kg

0,48

Peso lordo in kg

0,72