

ProCare Dent 30 C - 1 l [Typ 2]

Neutralizzante, acido, 1 l

per il trattamento in macchina di strumenti odontoiatrici e di trasmissione.



- Particolarmente adatto per gli strumenti di trasmissione
- Adatto ai programmi dei termodisinfettori Miele
- Buona compatibilità dei materiali, privi di fosfati
- Neutralizza residui alcalini trascinati
- Base: acido citrico
- Combinabile con tubicini di aspirazione Miele per colli larghi di bottiglie

Codice EAN: 4029577158071 / Numero di materiale: 12796280 /

Vecchio numero di materiale: 66915103V1

Classe appartenenza prodotto	
Termodisinfettori	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, dentali	•
Possibilità di impiego	
Rimozione di calcare e altro sporco solubile in acido	•
Dosaggio	
Raccomandazione di dosaggio (per ciclo di lavaggio)	1 ml/l (0,1%)
Dimensioni apertura per tubicino di dosaggio	•
Dosaggio automatico	•
Utilizzabile per tutte le durezza dell'acqua	•
Principali aree d'impiego	
Ambulatori odontoiatrici	•
Caratteristiche del prodotto	
Tipo di mezzo	Neutralizzante acido
Forma dell'aggregato	Concentrato liquido
Componenti	Acido citrico, Conservante
Valore pH a 20 °C	1,0
Per alluminio anodizzato	•
Per materiali delicati	•
Per strumenti solidi e di trasmissione	•
Senza composti fosforati	•
Senza tensioattivi	•
Ottima compatibilità con i materiali	•
Ottima risciacquabilità	•
Prevenzione depositi di calcare nella camera di lavaggio	•
Neutralizzazione dei residui di alcali diffusi	•
Indicazioni di conservazione	
Temperatura minima di conservazione in °C	-3
Temperatura massima di conservazione in °C	30
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	242
Misura esterna, larghezza netta in mm	107
Misura esterna, profondità netta in mm	58
Misure esterne, altezza lorda in mm	245
Misure esterne, larghezza lorda in mm	60
Misure esterne, profondità lorda in mm	105
Peso lordo in kg	1
Capacità in ml	1000
Conformità, marcature e certificazioni	
CE	•
Conforme a GHS/CLP	•