

ProCare Dent 40 - 1 l [Typ 1]

Additivo per risciacquo finale, 1 l

per il trattamento in macchina di strumenti odontoiatrici e di trasmissione.



- Ideale per strumenti odontoiatrici e di trasmissione
- Adatto ai programmi dei termodisinfettori Miele
- Migliora e accelera l'asciugatura
- Neutralizza residui alcalini trascinati
- Riempimento più facile nel dosatore dello sportello grazie al beccuccio

Codice EAN: 4029577158095 / Numero di materiale: 12796390 /

Vecchio numero di materiale: 66917103V1

Classe appartenenza prodotto	
Termodisinfettori	•
Termodisinfettori con vasca di lavaggio di grande capacità	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, dentali	•
Dosaggio	
Dosaggio consigliato per ciclo di lavaggio	0,3 ml/l (0,03 %)
Piccola apertura come beccuccio	•
Dosaggio manuale	•
Utilizzabile per tutte le durezza dell'acqua	•
Principali aree d'impiego	
Ambulatori odontoiatrici	•
Caratteristiche del prodotto	
Tipo di sostanza	Additivo per il risciacquo finale
Forma dell'aggregato	Concentrato liquido
Componenti	Conservanti, Tensioattivi, Acido citrico
Temperatura minima di conservazione in °C	0
Temperatura massima di conservazione in °C	30
Valore pH a 20 °C	2,0
Per porcellana/ceramica	•
Per tutti i metalli utilizzati nei prodotti medici	•
Per strumenti solidi e di trasmissione	•
Senza microplastiche	•
Migliora e riduce l'asciugatura	•
Prevenzione delle macchie d'acqua	•
Neutralizzazione dei residui di alcali diffusi	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	241
Misura esterna, larghezza netta in mm	106
Misura esterna, profondità netta in mm	58
Misure esterne, altezza lorda in mm	241
Misure esterne, larghezza lorda in mm	106
Misure esterne, profondità lorda in mm	58
Peso lordo in kg	1,12
Capacità in ml	1000
Conformità, marcature e certificazioni	
CE	•
Conforme a GHS/CLP	•