

ProCare Universal 70 ST - 750 ml

Detersivo universale, leggermente alcalino, 750 ml
per la rimozione delicata di residui di grasso e sporco.



- Altamente concentrato efficace per migliori risultati di lavaggio
- Straordinaria forza solubile per sporco di olio e grasso
- Elevato rispetto dei materiali
- Raccomandato per macchine in acciaio inossidabile Miele Professional e Steelco
- Certificato con il marchio Ecolabel UE
- Imballo riciclabile

Codice EAN: 4002516954507 / Numero di materiale: 12938290 /
Vecchio numero di materiale: 66917702V1

Classe appartenenza prodotto	
Lavastoviglie ad acqua pulita	•
Lavastoviglie ProfiLine	•
Lavastoviglie a liscivia unica	•
Lavastoviglie a passaggio a liscivia unica	•
Lavatrici	•
Essiccatoi	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Termodisinfettori	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, settore medico	•
Sterilizzatori da banco	•
Possibilità di impiego	
Pulizia delle superfici in acciaio inox	•
Cura manuale	•
Rimozione dei depositi di amido	•
Rimozione di residui ostinati o essiccati	•
Rimozione di grassi	•
Rimozione di olio	•
Rimozione di albumi	•
Rimozione di sangue	•
Dosaggio	
Valore pH a 20 °C	10,8
Caratteristiche del prodotto	
Tipo di sostanza	Prodotto per acciaio inossidabile
Forma dell'aggregato	Concentrato liquido
Componenti	Etere glicolico, Agenti complessanti (senza fosfati), Agente solubilizzante, Tensioattivi anionici, Tensioattivi non ionici
Temperatura minima di conservazione in °C	5
Temperatura massima di conservazione in °C	25
Imballaggio riciclabile	•
Buona capacità di lavaggio	•
Senza fosfati	•
Senza composti fosforati	•
Senza silicati	•
Elevato rispetto dei materiali	•
Detergente ad azione intensa contenente tensioattivi	•
Effetto fortemente emulsionante e disperdente	•
Ottima compatibilità con i materiali	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	297
Misura esterna, larghezza netta in mm	94

ProCare Universal 70 ST - 750 ml

Detersivo universale, leggermente alcalino, 750 ml
per la rimozione delicata di residui di grasso e sporco.



Codice EAN: 4002516954507 / Numero di materiale: 12938290 /

Vecchio numero di materiale: 66917702V1

Misura esterna, profondità netta in mm	63
Misure esterne, altezza lorda in mm	60,00
Misure esterne, larghezza lorda in mm	90,00
Misure esterne, profondità lorda in mm	260,00
Peso lordo in kg	0,81
Capacità in ml	750
Conformità, marcature e certificazioni	
Ecolabel UE	•
Numeri di omologazione	
Ecolabel UE: DE/020/507	•