

ProCare Universal 70 ST - 750 ml

Detersivo universale, leggermente alcalino, 750 ml
per la rimozione delicata di residui di grasso e sporco.



- Altamente concentrato efficace per migliori risultati di lavaggio
- Straordinaria forza solubile per sporco di olio e grasso
- Elevato rispetto dei materiali
- Raccomandato per macchine in acciaio inossidabile Miele Professional e Steelco
- Certificato con il marchio Ecolabel UE
- Imballo riciclabile

Codice EAN: 4002516954507 / Numero di materiale: 12938290 /
Vecchio numero di materiale: 66917702V1

Classe appartenenza prodotto	
Lavastoviglie ad acqua pulita	•
Lavastoviglie ProfiLine	•
Lavastoviglie a liscivia unica	•
Lavastoviglie a passaggio a liscivia unica	•
Lavatrici	•
Essiccatoi	•
Lavavetriere	•
Lavavetriere di grandi dimensioni	•
Termodisinfettori	•
Termodisinfettori con vasca di lavaggio di grande capacità	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, dentali	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, settore medico	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione di grande capacità, settore medico	•
Sterilizzatori da banco	•
Possibilità di impiego	
Pulizia delle superfici in acciaio inox	•
Cura manuale	•
Rimozione dei depositi di amido	•
Rimozione di residui ostinati o essiccati	•
Rimozione di grassi	•
Rimozione di olio	•
Rimozione di albume	•
Rimozione di sangue	•
Dosaggio	
Dosaggio manuale	•
Caratteristiche del prodotto	
Tipo di mezzo	Prodotto per acciaio inossidabile
Forma dell'aggregato	Concentrato liquido
Componenti	Eteri glicolici, Agenti complessanti (senza fosfati), Agente solubilizzante, Tensioattivi
Valore pH a 20 °C	10,8
Imballaggio riciclabile	•
Buona capacità di lavaggio	•
Senza fosfati	•
Senza composti fosforati	•
Senza silicati	•
Elevato rispetto dei materiali	•
Detergente ad azione intensa contenente tensioattivi	•
Effetto fortemente emulsionante e disperdente	•
Ottima compatibilità con i materiali	•
Indicazioni di conservazione	
Temperatura minima di conservazione in °C	5
Temperatura massima di conservazione in °C	25

ProCare Universal 70 ST - 750 ml

Detersivo universale, leggermente alcalino, 750 ml
per la rimozione delicata di residui di grasso e sporco.

Codice EAN: 4002516954507 / Numero di materiale: 12938290 /
Vecchio numero di materiale: 66917702V1



Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	297
Misura esterna, larghezza netta in mm	94
Misura esterna, profondità netta in mm	63
Misure esterne, altezza lorda in mm	60
Misure esterne, larghezza lorda in mm	90
Misure esterne, profondità lorda in mm	260
Peso lordo in kg	0,81
Capacità in ml	750
Conformità, marcature e certificazioni	
Ecolabel UE	•
Numeri di omologazione	
Ecolabel UE: DE/020/507	•