

ProCare Lab 10 AT - 5 l
detergente liquido, alcalino, 5 l
per il lavaggio intenso in macchina di utensili e vetreria di laboratorio.



- Detergente alcalino contenente tensioattivi
- Privo di fosfati, ossidanti e silicati
- Sviluppato per macchine speciali per lavaggio e disinfezione Miele Professional
- Per acciaio inossidabile, vetreria di laboratorio, ceramica e plastica
- Buona efficacia di lavaggio per oli, grassi, resine e coloranti organici

Codice EAN: 4029577160166 / Numero di materiale: 12959960 /
Vecchio numero di materiale: 62925102V1

Classe appartenenza prodotto	
Lavavetriere	•
Lavavetriere di grandi dimensioni	•
Possibilità di impiego	
Rimozione di grassi	•
Rimozione di olio	•
Rimozione di resina	•
Rimozione di residui organici	•
Dosaggio	
Dosaggio consigliato per ciclo di lavaggio	2–4 ml/l (0,2–0,4 %)
Dimensioni apertura per tubicino di dosaggio	•
Dosaggio automatico	•
Utilizzabile per tutte le durezza dell'acqua	•
Principali aree d'impiego	
Laboratori biologici	•
Laboratori chimici	•
Laboratori di analisi dell'acqua	•
Laboratori del settore alimentare	•
Laboratori dell'industria cosmetica	•
Laboratori dell'industria petrolifera	•
Laboratori industriali	•
Industria dei coloranti	•
Laboratori dell'industria farmaceutica	•
Caratteristiche del prodotto	
Tipo di sostanza	Detergente alcalino
Forma dell'aggregato	Concentrato liquido
Componenti	Idrossido di sodio, Policarbossilati, Tensioattivi
Temperatura minima di conservazione in °C	0
Temperatura massima di conservazione in °C	30
Valore pH a 20 °C	14,0
Per plastica	•
Per acciaio inossidabile	•
Per porcellana/ceramica	•
Per vetreria di laboratorio	•
Non per alluminio	•
Non per metalli leggeri e non ferrosi	•
Non per leghe di metalli leggeri	•
Senza agenti ossidanti	•
Senza fosfati	•
Senza silicati	•
Senza microplastiche	•
Buona capacità di lavaggio	•
Effetto fortemente emulsionante e disperdente	•
Detergente ad azione intensa contenente tensioattivi	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	217
Misura esterna, larghezza netta in mm	142

ProCare Lab 10 AT - 5 l
detergente liquido, alcalino, 5 l
per il lavaggio intenso in macchina di utensili e vetreria di laboratorio.



Codice EAN: 4029577160166 / Numero di materiale: 12959960 /
Vecchio numero di materiale: 62925102V1

Misura esterna, profondità netta in mm	248
Misure esterne, altezza lorda in mm	250
Misure esterne, larghezza lorda in mm	190
Misure esterne, profondità lorda in mm	150
Peso lordo in kg	6,50
Capacità in ml	5000
Conformità, marcature e certificazioni	
Conforme a GHS/CLP	•