

ProCare Lab 11 MA - 10 kg
Detersivo in polvere, alcalino, 10 kg
per il lavaggio rispettoso dei materiali (vetreria e utensili di laboratorio).



- Detergente alcalino universale
- Proprietà antischiuma, senza ossidanti
- Sviluppato per macchine speciali per lavaggio e disinfezione Miele Professional
- Per acciaio inossidabile, vetreria di laboratorio, ceramica e plastica
- Detergente in polvere per dosaggio manuale

Codice EAN: 4029577160210 / Numero di materiale: 12960430 /
Vecchio numero di materiale: 62921102V1

Classe appartenenza prodotto	
Lavavetriere	•
Lavavetriere di grandi dimensioni	•
Possibilità di impiego	
Rimozione di albume	•
Rimozione di sangue	•
Rimozione di residui di terreno di coltura	•
Rimozione di residui organici	•
Dosaggio	
Dosaggio consigliato per ciclo di lavaggio	2-4 g/l (20-40 g/ciclo)
Dosaggio manuale	•
Utilizzabile per tutte le durezza dell'acqua	•
Principali aree d'impiego	
Laboratori medici	•
Laboratori biologici	•
Laboratori chimici	•
Laboratori di analisi dell'acqua	•
Laboratori del settore alimentare	•
Laboratori dell'industria cosmetica	•
Istituti sierologici	•
Laboratori dell'industria farmaceutica	•
Caratteristiche del prodotto	
Tipo di sostanza	Detergente alcalino
Forma dell'aggregato	Polvere
Componenti	Fosfato, Silicati, Tensioattivi
Temperatura minima di conservazione in °C	0
Temperatura massima di conservazione in °C	30
Valore pH a 20 °C	12,0
Per plastica	•
Per acciaio inossidabile	•
Per vetreria di laboratorio	•
Per ceramica	•
Per metalli non ferrosi, a determinate condizioni	•
Idoneità limitata per l'alluminio	•
Non per alluminio	•
Non per leghe di metalli leggeri	•
Non per metalli leggeri	•
Senza agenti ossidanti	•
Senza microplastiche	•
Protezione del materiale	•
Antischiuma	•
Versatile	•
Le graduazioni sono particolarmente tutelate	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	268
Misura esterna, larghezza netta in mm	265
Misura esterna, profondità netta in mm	265
Misure esterne, altezza lorda in mm	280

ProCare Lab 11 MA - 10 kg

Detersivo in polvere, alcalino, 10 kg

per il lavaggio rispettoso dei materiali (vetreria e utensili di laboratorio).



Codice EAN: 4029577160210 / Numero di materiale: 12960430 /

Vecchio numero di materiale: 62921102V1

Misure esterne, larghezza lorda in mm	270
Misure esterne, profondità lorda in mm	270
Capacità in g	10000
Peso lordo in kg	10,50

Conformità, marcature e certificazioni

Conforme a GHS/CLP

•