

ProCare Lab 11 AP - 10 kg
Detersivo in polvere, alcalino, 10 kg
per il lavaggio universale di vetreria e utensili da laboratorio.



- Detergente alcalino con effetto ossidante
- Senza fosfati, contiene agenti candeggianti a base di ossigeno
- Sviluppato per macchine speciali per lavaggio e disinfezione Miele Professional
- Per acciaio inossidabile, vetreria di laboratorio, ceramica e plastica
- Detergente in polvere per dosaggio manuale

Codice EAN: 4029577160203 / Numero di materiale: 12960500 /
Vecchio numero di materiale: 62922102V1

Classe appartenenza prodotto	
Lavavetrerie	•
Lavavetrerie di grandi dimensioni	•
Possibilità di impiego	
Rimozione di residui ostinati o essiccati	•
Rimozione di sangue	•
Rimozione di residui organici	•
Dosaggio	
Dosaggio consigliato per ciclo di lavaggio	2-4 g/l (20-40 g/ciclo)
Dosaggio manuale	•
Livello di durezza dell'acqua raccomandato in mmol/l	0-1,1
Principali aree d'impiego	
Laboratori medici	•
Laboratori biologici	•
Laboratori microbiologici	•
Laboratori chimici	•
Laboratori di analisi dell'acqua	•
Laboratori del settore alimentare	•
Laboratori dell'industria cosmetica	•
Laboratori dell'industria petrolifera	•
Istituti sierologici	•
Industria dei fosfati	•
Industria dei coloranti	•
Laboratori dell'industria farmaceutica	•
Caratteristiche del prodotto	
Tipo di sostanza	Detergente alcalino
Forma dell'aggregato	Polvere
Componenti	Candeggiante a base di ossigeno, Tensioattivi, Silicati
Temperatura minima di conservazione in °C	0
Temperatura massima di conservazione in °C	25
Valore pH a 20 °C	13,0-14,0
Per plastica	•
Per acciaio inossidabile	•
Per vetreria di laboratorio	•
Per ceramica	•
Non per alluminio	•
Non per metalli leggeri e non ferrosi	•
Non per leghe di metalli leggeri	•
Senza fosfati	•
Senza microplastiche	•
Buona capacità di lavaggio	•
Protezione del materiale	•
Effetto ossidante	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	268
Misura esterna, larghezza netta in mm	265

ProCare Lab 11 AP - 10 kg

Detersivo in polvere, alcalino, 10 kg

per il lavaggio universale di vetreria e utensili da laboratorio.



Codice EAN: 4029577160203 / Numero di materiale: 12960500 /

Vecchio numero di materiale: 62922102V1

Misura esterna, profondità netta in mm	265
Misure esterne, altezza lorda in mm	280
Misure esterne, larghezza lorda in mm	270
Misure esterne, profondità lorda in mm	270
Capacità in g	10000
Peso lordo in kg	10,50

Conformità, marcature e certificazioni

Conforme a GHS/CLP

•