

ProCare Lab 30 C - 5 l

Neutralizzante a base di acido citrico, acido, 5 l

per il lavaggio rispettoso dei materiali (vetreria e utensili di laboratorio).



- Da usare come agente neutralizzante o per il prelavaggio acido
- Senza tensioattivi e fosfati
- Sviluppato per macchine speciali per lavaggio e disinfezione Miele Professional
- Per acciaio inossidabile, vetreria di laboratorio, ceramica e plastica
- Rimuove i residui solubili negli acidi dai materiali sensibili

Codice EAN: 4029577160227 / Numero di materiale: 12960630 /

Vecchio numero di materiale: 62927102V1

Classe appartenenza prodotto	
Lavavetriere	•
Lavavetriere di grandi dimensioni	•
Possibilità di impiego	
Rimozione di calcare e altro sporco solubile in acido	•
Dosaggio	
Dosaggio consigliato per ciclo di lavaggio	1–5 ml/l (0,1–0,5 %)
Dimensioni apertura per tubicino di dosaggio	•
Dosaggio automatico	•
Utilizzabile per tutte le durezza dell'acqua	•
Principali aree d'impiego	
Laboratori medici	•
Laboratori biologici	•
Laboratori microbiologici	•
Laboratori chimici	•
Laboratori di analisi dell'acqua	•
Laboratori del settore alimentare	•
Laboratori dell'industria cosmetica	•
laboratori dell'industria dei fosfati	•
Laboratori dell'industria farmaceutica	•
Caratteristiche del prodotto	
Tipo di sostanza	Neutralizzante acido
Forma dell'aggregato	Concentrato liquido
Componenti	Acido citrico, Conservanti
Temperatura minima di conservazione in °C	-3
Temperatura massima di conservazione in °C	30
Valore pH a 20 °C	1,0
Per plastica	•
Per acciaio inossidabile	•
Per vetreria di laboratorio	•
Per ceramica	•
Per materiali delicati	•
Per la neutralizzazione di alluminio non anodizzato	•
Non per alluminio anodizzato	•
Non per leghe di metalli leggeri	•
Non per il prelavaggio acido di alluminio non anodizzato	•
Senza fosfati	•
Senza tensioattivi	•
Senza microplastiche	•
Elevato rispetto dei materiali	•
Prelavaggio acido	•
Neutralizzazione dei residui di alcali diffusi	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	217
Misura esterna, larghezza netta in mm	142
Misura esterna, profondità netta in mm	248
Misure esterne, altezza lorda in mm	250
Misure esterne, larghezza lorda in mm	190

ProCare Lab 30 C - 5 l

Neutralizzante a base di acido citrico, acido, 5 l

per il lavaggio rispettoso dei materiali (vetreria e utensili di laboratorio).



Codice EAN: 4029577160227 / Numero di materiale: 12960630 /

Vecchio numero di materiale: 62927102V1

Misure esterne, profondità lorda in mm	150
Peso lordo in kg	6,50
Capacità in ml	5000

Conformità, marcature e certificazioni

Conforme a GHS/CLP

•