

ProCare Universal 77 A - 500 g

Prodotto per la pulizia della macchina, alcalino, 500 g
per la rimozione di depositi di amido ostinati.



- Rimozione dei depositi di grassi
- Riduzione degli odori
- Compatibilità perfetta con le macchine Miele Professional

Codice EAN: 4002517008070 / Numero di materiale: 13068710 /
Vecchio numero di materiale: 66921702V1

Classe appartenenza prodotto	
Lavastoviglie ad acqua pulita	•
Lavastoviglie ProfiLine	•
Lavastoviglie a liscivia unica	•
Lavastoviglie a passaggio a liscivia unica	•
Lavatrici	•
Lavavetriere	•
Lavavetriere di grandi dimensioni	•
Termodisinfettori	•
Termodisinfettori con vasca di lavaggio di grande capacità	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, dentali	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, settore medico	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione di grande capacità, settore medico	•
Possibilità di impiego	
Rimozione dei depositi di amido	•
Rimozione di grassi	•
Rimozione di olio	•
Rimozione di albume	•
Dosaggio	
Dosaggio consigliato per ciclo di lavaggio	0,5–1 flacone
Utilizzabile per tutte le durezza dell'acqua	•
Dosaggio manuale	•
Caratteristiche del prodotto	
Tipo di mezzo	Prodotto per la pulizia della macchina
Forma dell'aggregato	Polvere
Componenti	Candeggiante a base di ossigeno, Policarbossilati, Tensioattivi
Valore pH a 20 °C	11,0
Buona capacità di lavaggio	•
Senza fosfati	•
Elevato rispetto dei materiali	•
Elevata percentuale di agenti disperdenti	•
Detergente ad azione intensa contenente tensioattivi	•
Senza profumi	•
Indicazioni di conservazione	
Temperatura minima di conservazione in °C	5
Temperatura massima di conservazione in °C	35
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	133
Misura esterna, larghezza netta in mm	80
Misura esterna, profondità netta in mm	80
Misure esterne, altezza lorda in mm	130
Misure esterne, larghezza lorda in mm	80
Misure esterne, profondità lorda in mm	80
Capacità in g	500

ProCare Universal 77 A - 500 g

Prodotto per la pulizia della macchina, alcalino, 500 g
per la rimozione di depositi di amido ostinati.



Codice EAN: 4002517008070 / Numero di materiale: 13068710 /
Vecchio numero di materiale: 66921702V1

Peso lordo in kg

0,57

Conformità, marcature e certificazioni

Conforme a GHS/CLP

•