

KWT 4584 E

Pastatomas šaldytuvas vynui laikyti su temperatūros zona, "ActiveHumidity" ir durelių užraktu.



- Optimaliai reguliuojama oro drėgmė su "ActiveHumidity"
- Jūsų vyno kolekcijos apsauga dėl integruoto durelių užrakto
- Sujungta išmaniai, dar didesnėms galimybėms – "Miele@home"
- -



EAN: 4002516612438 / Medžiagos numeris: 12156930 /
Senosios medžiagos numeris: 39458451EU1

Bendra informacija	
Modelio žymuo	KWT 4584 E
Gamintojo gaminio numeris	12156930
EAN numeris	4002516612438
Rinkodaros klasė	Gold
Prietaiso kategorija	
Vyno šaldytuvas	•
Konstrukcija	
Pastatomas prietaisas	•
Durelių stabdiklis	dešinė
Keičiamas durelių stabdiklis	•
Dizainas	
Korpuso spalva	juoda
Priekinės dalies spalva	Juoda
Vyno zonos apšvietimas	Šviesos diodų apšvietimas
Valdymo patogumas	
Sujungimas su "Miele@home"	•
Aktyvus drėgmės tiekimas	•
"Active AirClean" filtras	•
Durelių atidarymo mechanizmas	"SideOpen"
"Silence" sistema	•
Bendras lentynų skaičius	6
Kepimo ir kepinimo grotelių skaičius	5
Kepimo ir kepinimo grotelių medžiaga	Metalas
Laikymas nuo vibracijos apsaugotoje aplinkoje	•
Smart Extras	
"RemoteUpdate"	•
Vyno laikymo vadovas	•
Šaldymo režimai	•
Informaciniai pranešimai	•
"Smart Home" integravimas	•
"ActiveHumidity"	•
Valdymas	
Naudotojo sąsajos	"SensorTouch"
Temperatūros zonų skaičius	1
Reguliuojamas temperatūros diapazonas min., °C	5
Reguliuojamas temperatūros diapazonas maks., °C	20
Šabo režimas	•
Šaldytuvas / zonos	
Sausoji galinė sienelė	pilka
Efektyvumas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A–G)	E
Energijos sąnaudos per metus, kWh	95,36
Energijos sąnaudos per 24 h, kWh	0,26
Sauga	
Užrakinimo funkcija	•
Spyna	•
Ispėjamasis durelių signalas	•

KWT 4584 E

Pastatomas šaldytuvas vynui laikyti su temperatūros zona, "ActiveHumidity" ir durelių užraktu.



EAN: 4002516612438 / Medžiagos numeris: 12156930 /
Senosios medžiagos numeris: 39458451EU1


Temperatūros įspėjamasis signalas	•
Optinis durelių įspėjamasis signalas	•
Optinis temperatūros įspėjamasis signalas	•

Techniniai duomenys


Prietaiso plotis, mm	597
Prietaiso aukštis, mm	1884
Prietaiso ilgis, mm	764
Svoris, kg	74,8
Klimato klasė	SN-T
Vyno zona I	433
Bendras naudingasis tūris, l	434
Telpančių 0,75 l raudonojo vyno butelių kiekis	229 buteliai
Skleidžiamo triukšmo klasė (A–D)	C
Skleidžiamas akustinis triukšmas dB(A) re1pW	38
Elektros srovės sąnaudos miliamperais, (mA)	1500
Įtampa, V	220 - 240
Saugikliai, A	10
Fazių skaičius	1
Dažnis, Hz	50 - 60
Elektros laido ilgis, m	2,0

KWT 4584 E


Pastatomas šaldytuvas vynui laikyti
su temperatūros zona, "ActiveHumidity" ir durelių užraktu.



KWT4584E sw, Rioja, installation sketch



KWT4584E sw, Rioja, top view



KWT4584E sw, Rioja, installation