

Guard L1 Cat & Dog

Grindų siurblys

Galingas | antgalis gyvūnų plaukams | idealu gyvūnų augintojams



- “Active AirClean” filtras pašalina nemalonius kvapus
- Ilgaamžis: išbandyta 20 metų* naudojimo trukmė
- “ComfortFit”: aukščiausiams higienos standartams užtikrinti
- Individualiai reguliuojamas aukštis ir ergonomiška “Comfort” rankena
- Lengvam valymui: “2-in-1” antgalis apmušalams ir tarpeliams
- Optimali galia kiekvienam valymui: 4 pasirenkami režimai
- Aukščiausios kokybės dizaino koncepcija su stilingomis aplikacijomis
- Turbo šepetys: pašalina įsisenėjusius nešvarumus ir gyvūnų plaukus

* Reklamuojamos dulkių siurblių serijos “Guard” kūrimo etape “Miele” atliko visų modelių ir pagrindinių komponentų bandymus, per kuriuos šie buvo pagaminti net 750 val., skirtingose galios pakopose (= 37,5 valandų per metus). Daugiau: miele.com/20years

EAN: 4002516795025 / Medžiagos numeris: 12559790 / Senosios medžiagos numeris: 41UZF034SEE

Bendra informacija	
Modelio tipas	Guard L1 Cat & Dog
Gamintojo gaminio Nr.	12559790
EAN numeris	4002516795025
Konstrukcija	
Dulkių siurbliui su dulkių maišeliais	•
Prekių ženklas	Guard L1
Variklio tipas	PowerLine
Prekės tipas	SUZFO
Konstrukcija ir dizainas	
Spalva	Obsidiano juoda
Valdymo patogumas	
Elektroninis siurbimo galios valdymas	Kojiniai jungikliai +/-
Šviečiantis ekranas, skirtas galios indikacijai	•
Siurbimo vamzdis	Siurbimo vamzdis X(HES)
Statymo sistema pertraukoms tarp siurbimų	•
Kabelio suvyniojimas “Comfort”	•
Komfortiška rankena 2.0	•
Mobilumas	
Minkšti ratukai su plienine ašimi	•
4 taškų valdymas	•
Veikimo spindulys, m	12
Kabelio ilgis, m	8,5
Filtrų sistema	
Dulkių siurblio maišelio tipas	HyClean Pure TU
Dulkių maišelio talpa, l	3,5
Dulkių maišelio keitimo indikatorius	•
Išsėjančio oro valymo filtras	“Active AirClean” filtras
Apsauginis variklio filtras	•
Sauga	
Grindų siurbimo antgalio ir rankenos blokavimo sistema	•
Automatinis dulkių maišelio padėties nustatymas	•
Techniniai duomenys	
Galia vatais	890
Garso stiprumas, dB	74,0
Plotis mm	500
Aukštis, mm	239
Gylis (mm)	288
Svoris, kg	6,6
Pristatymo komplekte esantys priedai	
Antgalis apmušalams valyti	•
Antgalis plyšiams valyti	•
Siurbimo šepetėlis	•
Grindų siurbimo antgalis “SBD 365-3”	•
Turbo šepetys STB 305-3	•
Dulkių siurblio maišelis “HyClean Pure TU”	•
“HyClean Pure TU” dovanų kuponas	•