

Guard M1 Cat & Dog

Grindų siurblys

Didelė siurbimo galia | antgalis gyvūnų plaukams | idealu gyvūnų augintojams



- "ComfortFit": aukščiausiams higienos standartams užtikrinti
- Ilgaamžis: išbandyta 20 metų* naudojimo trukmė
- Reguliuojamo aukščio "EasySlide" teleskopinis vamzdis
- Režimo mygtukas: siurbimo galią pritaiko prie jūsų poreikių
- Praktiškas skyrius trijų dalių priedams, kad būtų patogiau
- Stilinga dizaino koncepcija ir šviečiančios LED piktogramos
- Didelis veikimo spindulys, mažiau kišt. lizdų keitimo: 11 m veikimo spindulys
- Turbo šepetys: pašalina įsisenėjusius nešvarumus ir gyvūnų plaukus
- "Active AirClean" filtras pašalina nemalonius kvapus

* Reklamuojamos dulkių siurblių serijos "Guard" kūrimo etape "Miele" atliko visų modelių ir pagrindinių komponentų bandymus, per kuriuos šie buvo bandomi net 750 val., skirtingose galios pakopose (= 37,5 valandų per metus). Daugiau: miele.com/20years

EAN: 4002516796121 / Medžiagos numeris: 12562270 / Senosios medžiagos numeris: 41VZF033SEE

Bendra informacija	
Modelio tipas	Guard M1 Cat & Dog
Gamintojo gaminio Nr.	12562270
EAN numeris	4002516796121
Konstrukcija	
Dulkių siurbliui su dulkių maišeliais	•
Prekių ženklas	Guard M1
Variklio tipas	PowerLine
Prekės tipas	SVZF0
Konstrukcija ir dizainas	
Spalva	Obsidiano juoda
Valdymo patogumas	
Elektroninis siurbimo galios valdymas	REŽIMO mygtukas
Ergonomiška nešimo rankena	•
Ergonomiška rankena	•
Siurbimo vamzdis	HES vidutinio dydžio teleskopinis vamzdis
Statymo sistema pertraukoms tarp siurbimų	•
Statymo sistema laikymui	iš abiejų pusių
Kabelio suvyniojimas "Comfort"	•
Mobilumas	
Minkšti ratukai su plienine ašimi	•
3 taškų valdymas	•
Veikimo spindulys, m	11
Kabelio ilgis, m	7,5
Filtrų sistema	
Dulkių siurblio maišelio tipas	HyClean Pure CO
Dulkių maišelio talpa, l	4,5
Dulkių maišelio keitimo indikatorius	•
Išsėjinčio oro oro valymo filtras	"Active AirClean" filtras
Apsauginis variklio filtras	•
Sauga	
Grindų siurbimo antgalio ir rankenos blokavimo sistema	•
Automatinis dulkių maišelio padėties nustatymas	•
Baldų apsauga	•
Techniniai duomenys	
Galia vatais	890
Garso stiprumas, dB	77,0
Plotis mm	496
Aukštis, mm	227
Gylis (mm)	284
Svoris, kg	6,7
Pristatymo komplekte esantys priedai	
Antgalis apmušalams valyti	•
Antgalis plyšiams valyti	•
Siurbimo šepetėlis	•
Grindų siurbimo antgalis "SBD 365-3"	•
Turbo šepetys STB 305-3	•

Guard M1 Cat & Dog

Grindų siurblys

Didelė siurbimo galia | antgalis gyvūnų plaukams | idealu gyvūnų augintojams

EAN: 4002516796121 / Medžiagos numeris: 12562270 /

Senosios medžiagos numeris: 41VZF033SEE

Dulkių siurblio maišelis "HyClean Pure CO"

"HyClean Pure CO" dovanų kuponas

•

•

