

Mangueira de esgoto 2,25M  
Mangueira de esgoto  
para prolongamento de mangueiras de esgoto de máq. de lavar louça e lavar roupa

Código EAN: 4002515057797 / Número de material: 01545806 /  
Número de material antigo:



- Mangueira de material flexível
- Comprimento 2,25 m, diâmetro interno 22 mm
- Para tal, é necessário o tubo de ligação reto n.º mat.0164212
- ou a junta angular n.º mat 0078149
- como a braçadeira para mangueira n.º mat 01627501 (encom. 2 uni.)
- não adequado para W1
- adequado apenas como extensão de mangueira de esgoto