

E 130
Complemento
para colocação perfeita de 10 tabuleiros.



- Equipado com 11 suportes, altura 170 mm – distância 35 mm
- Utilizável no cesto inferior

Código EAN: 4002511129375 / Número de material: 02648950 /
Número de material antigo: 69513001D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Categoria do produto	
Complemento para tabuleiros/bandejas	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Distância entre suportes em mm	35
Altura dos suportes em mm	170
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de tabuleiros/bandejas	•
Capacidade	
Tabuleiros/Bandejas [número]	10
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	180
Medida exterior, largura líquida em mm	180
Medida exterior, profundidade líquida em mm	445
Medida exterior, altura bruta em mm	210
Medida exterior, largura bruta em mm	210
Medida exterior, profundidade bruta em mm	470
Peso líquido em kg	0,76
Peso bruto em kg	0,90