

E 328

Suporte para complementos
para colocação perfeita de instrumentos na vertical.



- O complemento pode receber o conjunto de instrumentos na vertical

Código EAN: 4002511117051 / Número de material: 02795940 /
Número de material antigo: 69732801D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
Categoria do produto	
Outros acessórios	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	15
Medida exterior, largura líquida em mm	34
Medida exterior, profundidade líquida em mm	145
Medida exterior, altura bruta em mm	12
Medida exterior, largura bruta em mm	80
Medida exterior, profundidade bruta em mm	120
Peso líquido em kg	0,06
Peso bruto em kg	0,07