

E 379

Complemento  
para colocação de diversos instrumentos.



- 0,8 mm malha metálica, 1,7 mm malha, 5 mm moldura
- Equipado com 2 pegas de transporte
- Aplicável no cesto superior e inferior

Código EAN: 400251116450 / Número de material: 03203500 /  
Número de material antigo: 69537901D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Máquina de lavar, pequena, medicina dentária	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, odontologia	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Categoria do produto</b>	
Tabuleiro de rede	•
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de instrumentos de ORL	•
Reprocessamento de instrumentos dentários	•
Reprocessamento de instrumentos cirúrgicos	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Número de fases	0
Tensão em V	0-0
Frequência em Hz	0-0
Potência total em kW	0,00-0,00
Fusível em A	0-0
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	110
Medida exterior, largura líquida em mm	180
Medida exterior, profundidade líquida em mm	445
Medida exterior, altura bruta em mm	135
Medida exterior, largura bruta em mm	235

E 379

Complemento  
para colocação de diversos instrumentos.



Código EAN: 400251116450 / Número de material: 03203500 /  
Número de material antigo: 69537901D

Medida exterior, profundidade bruta em mm	485
Peso líquido em kg	0,73
Peso bruto em kg	1,25