

E 378

Complemento

para colocação de diversos instrumentos.



- 0,8 mm malha metálica, 1,7 mm malha, 5 mm moldura
- Equipado com 2 pegas de transporte
- Utilizável no cesto inferior

Código EAN: 400251116443 / Número de material: 03203530 /

Número de material antigo: 69537801D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Categoria do produto</b>	
Outros complementos	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de instrumentos de anestesia	•
Reprocessamento de instrumentos CMI	•
Reprocessamento de instrumentos GIN	•
Reprocessamento de instrumentos de ORL	•
Reprocessamento de instrumentos dentários	•
Reprocessamento de instrumentos cirúrgicos	•
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Número de fases	0
Tensão em V	0-0
Frequência em Hz	0-0
Potência total em kW	0,00-0,00
Fusível em A	0-0
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	110
Medida exterior, largura líquida em mm	460
Medida exterior, profundidade líquida em mm	460
Medida exterior, altura bruta em mm	165
Medida exterior, largura bruta em mm	535
Medida exterior, profundidade bruta em mm	560
Peso líquido em kg	1,78
Peso bruto em kg	2,25