


O 183

Cesto superior
para colocação perfeita de instrumentos CMI e de urologia.



- Lado esquerdo: 10 injectores ou colocação livres de complementos
- Lado direito: 14 injectores para instrumentos ocios
- Altura de montagem 285 +/- 30 mm; instrumentos ocios 370 +/- 30 mm
- Não é possível dosear detergente em pó

Código EAN: 4002511114920 / Número de material: 03807470 /
Número de material antigo: 69118301D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8535	•
PG 8536	•
Categoria do produto	
Módulo injetor	•
Cesto superior	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos CMI	•
Reprocessamento de instrumentos ocios	•
Capacidade	
Instrumentos ocios [número]	14
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	270
Medida exterior, largura líquida em mm	475
Medida exterior, profundidade líquida em mm	530
Medida exterior, altura bruta em mm	410
Medida exterior, largura bruta em mm	540
Medida exterior, profundidade bruta em mm	555
Peso líquido em kg	4,00
Peso bruto em kg	4,80