


O 184

Cesto superior

para colocação perfeita de, p.e., tubos centrifugação, vials ou tubos de ensaio.



- Equipado com 96 injectores
- Equipado com ligação para secagem com ar quente
- Altura de montagem: 170 mm
- Não é possível dosear detergente em pó

Código EAN: 4002511114937 / Número de material: 03807480 /

Número de material antigo: 69118401D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8535	•
PG 8536	•
Categoria do produto	
Cesto para tubos	•
Cesto para tubos de ensaio	•
Módulo injetor	•
Cesto superior	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto
Altura máxima de carga em mm	170
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de pipetas/tubos	•
Reprocessamento de tubos de ensaio	•
Capacidade	
Tubos de ensaio [número]	96
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	468
Medida exterior, largura líquida em mm	475
Medida exterior, profundidade líquida em mm	531
Medida exterior, altura bruta em mm	270
Medida exterior, largura bruta em mm	525
Medida exterior, profundidade bruta em mm	540
Peso líquido em kg	4,50
Peso bruto em kg	5,70
Incluído na embalagem	
ID 110 Injetor Ø 2,5 mm, comprimento 110 mm [número]	96