

U 167

Cesto inferior

para colocação otimizada de utensílios para a anestesia.



- Adequado para 4 purificadores, 9 frascos de secreções e utensílios diversos
- 20 suportes, altura 200 mm mm, distância aprox. 95 mm mm

Código EAN: 4002511114784 / Número de material: 03807600 /

Número de material antigo: 69116702D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8535	•
PG 8536	•
Categoria do produto	
Cesto inferior	•
Carro para instrumentos de anestesia	•
Caraterísticas do produto	
Material	Arame, rev. em Rilsan
Cor	Branco
Distância entre suportes em mm	95
Altura dos suportes em mm	200
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos de anestesia	•
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	220
Medida exterior, largura líquida em mm	535
Medida exterior, profundidade líquida em mm	516
Medida exterior, altura bruta em mm	240
Medida exterior, largura bruta em mm	550
Medida exterior, profundidade bruta em mm	550
Peso líquido em kg	3,10
Peso bruto em kg	4,60