


E 106

Complemento

para colocação perfeita de vidraria de boca larga, provetas graduadas, etc.



- Equipado com 10 ganchos de mola com 175 mm de altura e 16 com 105 mm de altura
- A distância entre os ganchos de mola é de aprox. 60 mm

Código EAN: 4002511115675 / Número de material: 03808310 /
Número de material antigo: 69510601D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Categoria do produto	
Complemento/Módulo para copos graduados	•
Complemento/Módulo para vidraria de colo largo	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Reprocessamento de provetas graduadas	•
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	180
Medida exterior, largura líquida em mm	195
Medida exterior, profundidade líquida em mm	186
Medida exterior, altura bruta em mm	205
Medida exterior, largura bruta em mm	245
Medida exterior, profundidade bruta em mm	490
Peso líquido em kg	0,93
Peso bruto em kg	1,42