


E 109

Complemento

para colocação perfeita de copos de vidro até 250 ml.



- Adequado para 21 copos graduados até 250 ml
- Equipado com barras de apoio 21 x 3
- Aplicável no cesto superior e inferior

Código EAN: 4002511115729 / Número de material: 03808360 /
Número de material antigo: 69510901D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Categoria do produto	
Complemento/Módulo para copos graduados	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Arame, rev. em Rilsan
Cor	Aço inoxidável, Branco
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Capacidade	
Copos graduados [número]	21
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	155
Medida exterior, largura líquida em mm	230
Medida exterior, profundidade líquida em mm	460
Medida exterior, altura bruta em mm	185
Medida exterior, largura bruta em mm	230
Medida exterior, profundidade bruta em mm	490
Peso líquido em kg	1,21
Peso bruto em kg	1,54