

Número de material antigo: 69511101D

Código EAN: 4002511115743 / Número de material: 03808420 /

E 111 Complemento para colocação perfeita de copos de vidro de 600 até 1000 ml.



- Adequado para 8 copos graduados de 600 a 1000 ml
- Equipado com barras de apoio 8 x 3
- Utilizável no cesto inferior

ramero de material antigo. 656 m ro 12	
Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade,	•
laboratório	
Equipamentos compatíveis	
G 7825	<u> </u>
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Categoria do produto	
Complemento/Módulo para copos graduados	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Arame, rev.
	em Rilsan
Cor	Aço inoxidável, Branco
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	<u> </u>
Capacidade	
Copos graduados [número]	8
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	205
Medida exterior, largura líquida em mm	230
Medida exterior, profundidade líquida em mm	460
Medida exterior, altura bruta em mm	230
Medida exterior, largura bruta em mm	250
Medida exterior, profundidade bruta em mm	480
Peso líquido em kg	0,96
Dana harata ana lan	110

1,10

Peso bruto em kg