

E 124

Complemento

para colocação perfeita de frascos para infusão. Superfície 100 x 100 mm.



- 16 Compart., tam. comp.: 100 x 100 mm(superfície), 48 x 48 mm(colo)
- Utilizável no cesto inferior

Código EAN: 4002511115811 / Número de material: 03808500 /
Número de material antigo: 69512401D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoria do produto	
Complemento para vários frascos	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Número de compartimentos	16
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos cirúrgicos	•
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	148
Medida exterior, largura líquida em mm	460
Medida exterior, profundidade líquida em mm	460
Medida exterior, altura bruta em mm	170
Medida exterior, largura bruta em mm	480
Medida exterior, profundidade bruta em mm	480
Peso líquido em kg	1,44
Peso bruto em kg	1,80