


E 125

Complemento

para colocação perfeita de frascos para infusão. Superfície 125 x 125 mm.



- 9 Comp., tam. compart.: 125 x 125 mm(superfície), 55 x 55 mm(colo)
- Utilizável no cesto inferior

Código EAN: 4002511115828 / Número de material: 03808510 /  
Número de material antigo: 69512501D

<b>Gama de produtos</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Categoria do produto</b>	
Complemento para vários frascos	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Número de compartimentos	9
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de instrumentos cirúrgicos	•
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	224
Medida exterior, largura líquida em mm	460
Medida exterior, profundidade líquida em mm	460
Medida exterior, altura bruta em mm	245
Medida exterior, largura bruta em mm	480
Medida exterior, profundidade bruta em mm	480
Peso líquido em kg	1,81
Peso bruto em kg	2,56