


E 125

Complemento

para colocação perfeita de frascos para infusão. Superfície 125 x 125 mm.



- 9 Comp., tam. compart.: 125 x 125 mm(superfície), 55 x 55 mm(colo)
- Utilizável no cesto inferior

Código EAN: 400251115828 / Número de material: 03808510 /

Número de material antigo: 69512501D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Categoria do produto	
Complemento para vários frascos	•
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos cirúrgicos	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Número de compartimentos	9
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0-0
Frequência em Hz	0-0
Potência total em kW	0,00-0,00
Fusível em A	0-0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	224
Medida exterior, largura líquida em mm	460
Medida exterior, profundidade líquida em mm	460
Medida exterior, altura bruta em mm	245
Medida exterior, largura bruta em mm	480
Medida exterior, profundidade bruta em mm	480
Peso líquido em kg	1,82
Peso bruto em kg	2,57