


E 126

Complemento

para colocação perfeita de frascos para infusão. Superfície 45 x 45 mm.



- 48 Comp., tam. compart.:  
45 x 45 mm(superfície),  
28 x 28 mm(colo)

Código EAN: 4002511115835 / Número de material: 03808520 /  
Número de material antigo: 69512601D

<b>Gama de produtos</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Categoria do produto</b>	
Complemento para vários frascos	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Número de compartimentos	48
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de instrumentos cirúrgicos	•
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	83
Medida exterior, largura líquida em mm	445
Medida exterior, profundidade líquida em mm	445
Medida exterior, altura bruta em mm	160
Medida exterior, largura bruta em mm	475
Medida exterior, profundidade bruta em mm	475
Peso líquido em kg	1,92
Peso bruto em kg	2,05