

E 127

Complemento

para colocação perfeita de frascos para infusão. Superfície 57 x 57 mm.



- 20 Comp., tam. compart.:
57 x 57 mm(superfície),
46 x 46 mm(colo)

Código EAN: 4002511115842 / Número de material: 03808530 /
Número de material antigo: 69512701D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoria do produto	
Complemento para vários frascos	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Número de compartimentos	20
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos cirúrgicos	•
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	102
Medida exterior, largura líquida em mm	445
Medida exterior, profundidade líquida em mm	445
Medida exterior, altura bruta em mm	160
Medida exterior, largura bruta em mm	475
Medida exterior, profundidade bruta em mm	475
Peso líquido em kg	1,78
Peso bruto em kg	2,10