


E 129

Complemento

para colocação perfeita de frascos para infusão. Superfície 84 x 84 mm.



- 20 Comp., tam. compart.:  
84 x 84 mm(superfície),  
46 x 46 mm(colo)

Código EAN: 4002511115866 / Número de material: 03808550 /  
Número de material antigo: 69512901D

<b>Gama de produtos</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
<b>Categoria do produto</b>	
Complemento para vários frascos	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Número de compartimentos	20
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	113
Medida exterior, largura líquida em mm	445
Medida exterior, profundidade líquida em mm	445
Medida exterior, altura bruta em mm	480
Medida exterior, largura bruta em mm	480
Medida exterior, profundidade bruta em mm	130
Peso líquido em kg	1,41
Peso bruto em kg	1,78