

E 134

Complemento

para colocação perfeita de 210 lâminas de microscópio.



- Adequado para colocação de 210 suportes de objetos
- Equipado com 26 compartimentos de 11 mm x 26 mm, espessura do arame 3 mm

Código EAN: 4002511115897 / Número de material: 03808600 /
Número de material antigo: 69513401D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Categoria do produto	
Outros complementos	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Número de compartimentos	26
Largura do compartimento em mm	11
Comprimento do compartimento em mm	26
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Capacidade	
Lâminas [número]	210
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0-0
Frequência em Hz	0-0
Potência total em kW	0,00-0,00
Fusível em A	0-0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	73
Medida exterior, largura líquida em mm	200
Medida exterior, profundidade líquida em mm	445
Medida exterior, altura bruta em mm	80
Medida exterior, largura bruta em mm	230
Medida exterior, profundidade bruta em mm	460
Peso líquido em kg	1,50
Peso bruto em kg	1,61