

E 134

Complemento

para colocação perfeita de 210 lâminas de microscópio.



- Adequado para colocação de 210 suportes de objetos
- Equipado com 26 compartimentos de 11 mm x 26 mm, espessura do arame 3 mm

Código EAN: 400251115897 / Número de material: 03808600 /  
Número de material antigo: 69513401D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar para laboratório SlimLine	•
Equipamentos de limpeza para limpeza industrial de peças	•
Máquinas de lavar e desinfetar para laboratório de grande capacidade para limpeza industrial de peças	•
Máquinas de lavar e desinfetar para laboratório SlimLine para a limpeza industrial de peças	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
PLW 8505	•
<b>Categoria do produto</b>	
Outros complementos	•
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Número de compartimentos	26
Largura do compartimento em mm	11
Comprimento do compartimento em mm	26
<b>Capacidade</b>	
Lâminas [número]	210
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Número de fases	0
Tensão em V	0-0
Frequência em Hz	0-0

E 134

Complemento

para colocação perfeita de 210 lâminas de microscópio.

Código EAN: 400251115897 / Número de material: 03808600 /

Número de material antigo: 69513401D

Potência total em kW	0,00-0,00
----------------------	-----------

Fusível em A	0-0
--------------	-----

#### Dimensões e peso

Medida exterior, altura líquida em mm	73
---------------------------------------	----

Medida exterior, largura líquida em mm	200
--	-----

Medida exterior, profundidade líquida em mm	445
---	-----

Medida exterior, altura bruta em mm	80
-------------------------------------	----

Medida exterior, largura bruta em mm	230
--------------------------------------	-----

Medida exterior, profundidade bruta em mm	460
---	-----

Peso líquido em kg	1,50
--------------------	------

Peso bruto em kg	1,61
------------------	------

