

E 135/1

Complemento

para colocação perfeita de 19 biberões até 110 ml.



- Adequado para 19 biberões, 110 ml
- Adequado para garrafas do tam. 51 x 51 mm, colo: 45 x 45 mm
- Para o cesto superior A 102 e para o cesto inferior A 151

Código EAN: 4002511115910 / Número de material: 03808640 /
Número de material antigo: 69513502D

| Categorias de produto associadas | |
|--|----------------|
| Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório | • |
| Máquinas de lavar e desinfetar, medicina | • |
| Equipamentos compatíveis | |
| G 7823 | • |
| G 7824 | • |
| G 7826 | • |
| PG 8528 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8592 | • |
| Categoria do produto | |
| Complemento para vários frascos | • |
| Caraterísticas do produto | |
| Material | Aço inoxidável |
| Cor | Aço inoxidável |
| Âmbito de aplicação | |
| Reprocessamento de biberões | • |
| Capacidade | |
| Biberões [número] | 19 |
| Ligação elétrica padrão | |
| Número de fases | 0 |
| Tensão em V | 0 |
| Frequência em Hz | 0 |
| Potência total em kW | 0,00 |
| Fusível em A | 0 |
| Dimensões e peso | |
| Medida exterior, altura líquida em mm | 135 |
| Medida exterior, largura líquida em mm | 192 |
| Medida exterior, profundidade líquida em mm | 447 |
| Medida exterior, altura bruta em mm | 195 |
| Medida exterior, largura bruta em mm | 205 |
| Medida exterior, profundidade bruta em mm | 465 |
| Peso líquido em kg | 2,02 |
| Peso bruto em kg | 2,10 |