

E 135/2

Complemento

para colocação perfeita de 19 biberões até 90 ml.



- Adequado para 19 biberões, 90 ml
- Adequado para garrafas do tam. 51 x 51 mm, colo: 42 x 42 mm
- Para o cesto superior A 102 e para o cesto inferior A 151

Código EAN: 400251115927 / Número de material: 03808650 /

Número de material antigo: 69513503D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Categoria do produto	
Complemento para vários frascos	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de biberões	•
Capacidade	
Biberões [número]	19
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0-0
Frequência em Hz	0-0
Potência total em kW	0,00-0,00
Fusível em A	0-0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	125
Medida exterior, largura líquida em mm	192
Medida exterior, profundidade líquida em mm	447
Medida exterior, altura bruta em mm	140
Medida exterior, largura bruta em mm	235
Medida exterior, profundidade bruta em mm	480
Peso líquido em kg	1,97
Peso bruto em kg	2,10