

E 135/3

Complemento

para colocação perfeita de 19 biberões até 120 ml.



- Adequado para 19 biberões, 120 ml
- Adequado para garrafas do tam. 56 x 56 mm, colo: 49 x 49 mm
- Para o cesto superior A 102 e para o cesto inferior A 151

Código EAN: 4002511115934 / Número de material: 03808670 /  
Número de material antigo: 69513504D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Categoria do produto</b>	
Complemento para vários frascos	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de biberões	•
<b>Capacidade</b>	
Biberões [número]	19
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	135
Medida exterior, largura líquida em mm	192
Medida exterior, profundidade líquida em mm	447
Medida exterior, altura bruta em mm	470
Medida exterior, largura bruta em mm	130
Medida exterior, profundidade bruta em mm	230
Peso líquido em kg	1,94
Peso bruto em kg	2,00