

E 336

Casquilho

para colocação perfeita de pipetas/instrumentos de cirurgia minimamente invasiva em carros injetores.



- Podem ser colocadas pipetas até máx. 445 mm comprimento
- Em plástico, aparafusável

Código EAN: 4002511117068 / Número de material: 03809390 /
Número de material antigo: 69733601D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Categoria do produto	
Casquilho	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de pipetas/tubos	•
Reprocessamento de instrumentos CMI	•
Reprocessamento de instrumentos dentários	•
Reprocessamento de instrumentos ocus	•
Capacidade	
Pipetas [número]	1
Instrumentos ocus [número]	1
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	121
Medida exterior, largura líquida em mm	11
Medida exterior, profundidade líquida em mm	11
Medida exterior, altura bruta em mm	10
Medida exterior, largura bruta em mm	170
Medida exterior, profundidade bruta em mm	125
Diâmetro em mm	11
Peso líquido em kg	0,02
Peso bruto em kg	0,02