

E 352  
Injetor  
para limpeza perfeita.



- Adequado para uso em carros injectores
- Compatível com o bloqueio do E 354
- Ø 6 x 220 mm, aparafusável

Código EAN: 400251117082 / Número de material: 03809510 /  
Número de material antigo: 69735201D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Categoria do produto</b>	
Injetor	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	220
Medida exterior, largura líquida em mm	10
Medida exterior, profundidade líquida em mm	10
Medida exterior, altura bruta em mm	230
Medida exterior, largura bruta em mm	20
Medida exterior, profundidade bruta em mm	30
Diâmetro em mm	6
Peso líquido em kg	0,03
Peso bruto em kg	0,03