

E 354 Suporte/fixador p/posicionamento perfeito de vidraria de labo. no injector.



- Adequado para injectores E 352
- Bloqueio ajustável em altura
- Ideal p/ p.e. garrafas, balões Erlenmeyer e balões colo estreito

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Categoria do produto	
Outros acessórios	•
Caraterísticas do produto	
Material	Arame, rev. em Rilsan, Açc inoxidável
Cor	Aço inoxidável, Branco
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	150
Medida exterior, largura líquida em mm	70
Medida exterior, profundidade líquida em mm	70
Medida exterior, altura bruta em mm	160
Medida exterior, largura bruta em mm	100
Medida exterior, profundidade bruta em mm	150
Peso líquido em kg	0,05

0,05

Peso bruto em kg